

So schonen Sie die Kinderhaut! Hautschutz mit maximaler Verträglichkeit

Eakin Cohesive® Hautschutzpaste 100% alkoholfrei

- Zum Ausgleichen von Hautunebenheiten
- Alkoholfrei, brennt nicht beim Auftragen
- Trocknet nicht aus



Inhalt	Tube zu 20g	Tube zu 60g
Art.-Nr.	SP839010	839010
PZN	06575256	05493131
HMV	29.26.10.0028	29.26.10.0027

Eakin Cohesive SLIMS® modellierbare Hautschutzringe

- Verhindern Leckagen, weil sie mehr Feuchtigkeit als andere Hautschutzprodukte aufnehmen können¹⁾
- Verhindern, dass Ausscheidungen in Kontakt mit der Haut geraten, und schützen so die Haut vor Reizungen
- Anmodellierbar – lassen sich für einen exakten Sitz um das Stoma individuell anpassen
- Alkoholfrei, brennen nicht auf der Haut
- Verlängern die Tragezeit und erhöhen die Sicherheit
- Hypoallergen, nur wenige Inhaltsstoffe, darum besonders hautfreundlich



Durchmesser	48 mm/19 mm (innen)
Stärke	3,0 mm
Packungsinhalt	10
Art.-Nr.	839005
PZN	10126966
HMV	29.26.11.2031

¹⁾ Mc Grogan G., Haughey S. und McDowell K. (2018): An absorbent, enzyme-inhibiting seal reduces peristomal skin complications. *Gastrointestinal Nursing* 16:1, 42-4.

Eakin Protect™ alkoholfreier Hautschutz

- Schützt die Haut gegen Reizungen und Nässe
- Trocknet in Sekundenschnelle



Packungsinhalt	Art.-Nr.	PZN	HMV
30 Tücher	839025	09709036	29.26.10.2027

Trotz der positiven Rückmeldungen bei Verwendung von Release™ und Protect™ in der Behandlung von pädiatrischen Stomata, empfehlen wir Patch-Tests vor der Verwendung eines der Produkte bei Frühchen.

Eakin Release™ alkoholfreier Pflasterentferner

- Schmerzfreies Entfernen von Pflaster und Kleberesten
- Sanft für die Haut (mit Vitamin E)



Duftet frisch
nach Minze

Packungsinhalt	Art.-Nr.	PZN	HMV
30 Tücher	839024	09709013	29.26.10.4025

Einteilige Stomabeutel* für Kinder und Neugeborene

Beschreibung	Beutelvolumen	Packungsinhalt	Art.-Nr.	PZN	HMV
Ausstreifbeutel für Neugeborene, plan					
ausschneidbar 0–40 mm	100 ml	30	839703	09642763	29.26.04.1083

Ausstreifbeutel für Kinder, plan					
ausschneidbar 10–50 mm	300 ml	30	839701	09642757	29.26.04.1082

Ausstreifbeutel für Kinder, konvex					
ausschneidbar 5–30 mm	300 ml	10	839707	09642792	29.26.02.3036

Urostomiebeutel für Kinder, plan					
ausschneidbar 10–50 mm	260 ml	30	839706	09642786	29.26.04.1080

Urostomiebeutel für Kinder, konvex					
ausschneidbar 5–30 mm	260 ml	10	839708	09709042	29.26.03.3019

Einteilige Stomabeutel* für größere Kinder

Beschreibung	Beutelvolumen	Packungsinhalt	Art.-Nr.	PZN	HMV
Kolostomiebeutel Mini, plan					
ausschneidbar 20–65 mm	260 ml	30	839438	09642591	29.26.04.1085

Ausstreifbeutel Mini, plan					
ausschneidbar 15–65 mm	460 ml	30	839360	09642154	29.26.04.1084

Urostomiebeutel für Kinder, plan					
ausschneidbar 10–50 mm	260 ml	30	839615	09642786	29.26.04.1080

Eakin® dot 2-Teiler*

Beschreibung	Rastring	Beutelvolumen	Packungsinhalt	Art.-Nr.	PZN	HMV
Eakin® dot Basisplatte plan mit durchgehendem Hautschutz						
ausschneidbar 15–37,5 mm	60 mm		5	839800	11870460	29.26.05.1092

Eakin® dot Kolostomiebeutel Mini mit Filter und Gürtelhalterung						
	60 mm	250 ml	30	839900	11870224	29.26.01.0079

Eakin® dot Ausstreibbeutel Mini mit Filter und Gürtelhalterung						
	60 mm	330 ml	30	839903	11870336	29.26.02.0097

*Alle Beutel haben eine transparente Folie mit beidseitiger hautfarbener Vliesumhüllung.

Alle Informationen dieses Eakin-Folders beruhen auf Informationen, die zum Zeitpunkt der Erstellung für aktuell und korrekt gehalten werden. Eine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Wir übernehmen keine Haftung für jegliche Art von Schäden, die sich aus der Nutzung der hier publizierten Informationen ergeben könnten. Die hier enthaltenen Informationen stellen keine medizinische Beratung dar und ersetzen nicht die Beratung durch Ihren Hausarzt oder andere Gesundheitsfachkräfte. Diese Informationen stellen keine Handlungsanleitung bei einem medizinischen Notfall dar. Falls Sie in eine medizinische Notfallsituation geraten, wenden Sie sich unverzüglich an einen Arzt. Sollten Sie sich für die Verwendung von in diesem Prospekt aufgeführten Medizinprodukten entscheiden, beachten Sie bitte vor deren Anwendung auch die jeweilige Gebrauchsinformation mit Informationen zu Verwendungszweck, Kontraindikationen, Warnhinweisen, Vorsichtsmaßnahmen und Anleitungen.

Eakin GmbH · Feringastrasse 6, 85774 Unterföhring · Tel. 089-99 216 256, Fax 0800-22 440 220 · info@eakin.de, www.eakin.de

Beratung:

☎ **0800-22 440 22**
(gebührenfrei)

Bestellungen:

☎ **0800-22 440 221**
(gebührenfrei)

Ihr Eakin®-Musterportal

Einfach mobil unter
<https://professionals.eakin.de>
anfordern oder über diesen QR-Code:



EaKinder

Eakin® – Stomaversorgung
für Neugeborene, Kinder
und Jugendliche



EaKinder – die sanfte Versorgung für Neugeborene und Kinder



Ausstreifbeutel für Neugeborene (839703)

Ausstreifbeutel für Kinder (839701)

Ausstreifbeutel für Neugeborene und Kinder – individuell ausschneidbar

Eakin® hat bei der Entwicklung der pädiatrischen Linie ganz besonders die Bedürfnisse der Kinder berücksichtigt.

Vorteile:

- Der bewährte Eakin® Hautschutz ist hypoallergen und sanft zu junger Haut. Hautdefekte und Komplikationen lassen sich so vermeiden.
- Das seidig weiche, hautfarbene Vlies fühlt sich sehr sanft an und ist äußerst angenehm auf der Haut.
- Der Filter innerhalb des Vliesfensters ermöglicht einen kontrollierten, neutralen Luftabgang.
- Das weiche Verschluss-System gewährleistet ein einfaches Entleeren des Beutels.



Kein Starterloch, damit der Beutel frei positionierbar ist.



Das geteilte Vlies auf der Vorderseite erlaubt es, das Stoma zu sehen und den Beutel einfach und exakt anzubringen.



Die Komfortflasche erleichtert Entleerung und Reinigung.



Nach dem Entleeren einfach wieder hochfalten und fixieren.

EaKinder – besonders anschmiegsame und flexible Konvexität für Stomata auf oder unter Hautniveau



Urostomiebeutel (839708)

Ausstreifbeutel (839707)

EaKinder – Plane Urostomiebeutel mit weichem Vlies

- Angepasste Beutelform für vollständige Entleerung
- Sanftes Vlies mit Sichtfenster
- Rücklaufsperr
- Flexibles Ablaufventil mit Kontaktschutz



Für maximalen Tragekomfort verläuft das weiche Vlies auf der körperzugewandten Seite bis zum Ende des Ventils (Kontaktschutz).



Urostomiebeutel (839706)

Speziell bei empfindlicher Kinderhaut ist die einzigartige Formulierung des bewährten Eakin®-Hautschutzes ein entscheidender Vorteil.

Eakin® dot 2-Teiler

Skinsmart™ aus der Eakin®-Hautschutzforschung

- Maximale Tragezeit und Hautverträglichkeit!
 → Für erhöhte Wirtschaftlichkeit
 → Besonders geeignet bei empfindlicher Kinderhaut
- Soforthaftung auf der Haut, kein Anwärmen oder langes Andrücken nötig.
 → Besonders geeignet bei Kindern mit großem Bewegungsdrang
- Hochflexible, leicht ovale Blütenform. Passt sich jeder Körperkontur an.
 → Besonders geeignet für unebene Bauchdecken



Eakin® dot 2-teiliges Stomaversorgungs-System im Einsatz bei einem Baby mit Ileostoma

Dieses Fallbeispiel befasst sich mit der Verwendung des Eakin® dot 2-teiligen Stomaversorgungs-Systems bei einem Baby mit einer Ileostomie.²⁾

Hintergrund:

Das Baby wurde auf normalem Weg mit einem Gewicht von 3400 g geboren. Der Junge wurde wegen eines Okklusionssyndroms, verzögerter Passage des Mekoniums, Blähungen und nicht-galligem Erbrechen ins Krankenhaus eingeliefert. Daraufhin wurde operativ eine Ileostomie angelegt.

Er war für einen Monat im Krankenhaus, begleitet von seiner Mutter, die oft über Nacht geblieben ist. Zu dieser Zeit lernte sie, sein Stoma selbst zu versorgen.

Falldetails:

„Ich wählte das Eakin® dot 2-teilige System, weil das Gewicht des Babys es zuließ. Das Hydrokolloid haftet gut, die Basisplatte ist flexibel, die Haut des Babys ist gesund und es gab auch nach drei Tagen keine Undichtigkeiten.“



Die Eltern des Babys sind mit dem System zufrieden. Der untergreifbare Rastring ist groß genug, um die Finger darunter zu platzieren, ohne Druck auf den Bauch auszuüben. Die Entleerung des Ausstreifbeutels geht dank der Komfortflasche einfach und schnell.



¹⁾ McGrogan, G., TG Eakin Ltd. Klinische Auswertung von SKINSMART Hydrokolloid im Vergleich zu markt-führenden Alternativen. [TG Eakin Ltd Data on file: n=146; 2016-18]
²⁾ Von Elisabeth Salle, Enterostomatherapeutin im Hôpital des Enfants de Pellegrin am CHU Bordeaux, Frankreich.