



Eakin® selbstklebende Behandlungsfenster für individuellen Zugang

Einfache Handhabung


Eakin® Behandlungsfenster ermöglichen einen individuellen Zugang zur Wunde für Inspektion, Verbandswechsel oder zum Spülen, ohne dass der gesamte Beutel abgenommen werden muss. Sie lassen sich so oft wie notwendig öffnen und wieder schließen

Die Eakin® Behandlungsfenster können, mit Ausnahme der kleinsten Beutel in der Pa-

lette, in beliebiger Position und beliebigem Winkel auf allen Beuteln verwendet werden.



Anwendungsvideos unter
www.eakin.eu/new-eakin-access-windows
www.eakin.eu/eakin-wound-pouches-video



Behandlungsfenster für Wundbeutel

- Schnell und einfach einsetzbar
- Selbsthaftend
- Groß für alle Wundbeutel ab 839262, 839252 (außer 839270)
- Klein für alle Wundbeutel ab 839261, 839251, 839270



Klein

Groß

Beschreibung	Innendurchmesser	Packungsinhalt	Art.-Nr.	PZN
Behandlungsfenster, klein	5 cm	5	839281	11527561
Behandlungsfenster, groß	11 x 6 cm	5	839280	05493295