

Freuen Sie sich über
gesunde Haut rund um
Ihr Stoma mit dem

eakin® 
Weil Hautschutz wichtig ist.

eakin® 
Weil Hautschutz wichtig ist.

Cohesive StomaWrap™

Die einzigartige Form sorgt dafür, dass sich StomaWrap™ schnell und einfach anbringen lässt. Er muss nicht durch Anwärmen, Dehnen oder Reißen auf die richtige Größe gebracht werden. Legen Sie das Cohesive StomaWrap™ einfach rund um Ihr Stoma, überlappen die Enden und schaffen so den gewünschten Schutz.

Stomata sind vielfältig – unsere Lösungen auch

Innovativ

Sehr
flexibel

Maximale
Absorption

Grassflächig



Eakin Cohesive
StomaWrap™
mit Vario-Öffnung

Eakin Cohesive SLIMS®
modellierbare
Hautschutzringe, dünn

Eakin Cohesive®
modellierbare
Hautschutzringe, klein

Eakin Cohesive®
modellierbare
Hautschutzringe, groß

Cohesive®-Stärke 3,0 mm

Cohesive®-Stärke 3,0 mm

Cohesive®-Stärke 4,2 mm

Cohesive®-Stärke 2,1 mm

Durchmesser 85 mm

Durchmesser 48 mm

Durchmesser 48 mm

Durchmesser 98 mm

Art.-Nr. 839006

Art.-Nr. 839005

Art.-Nr. 839002

Art.-Nr. 839001

Packung 10 Stück

Packung 10 Stück

Packung 30 Stück

Packung 10 Stück

HMV-Nr. 29.26.11.2032

HMV-Nr. 29.26.11.2031

HMV-Nr. 29.26.10.0023

HMV-Nr. 29.26.10.0023

PZN 10770621

PZN 10126966

PZN 10280957

PZN 10280963

Cohesive StomaWrap™

Einzigartig
gegen Leckagen,
Undichtigkeiten und
Unterwanderung

Die **FORM**, die ideal passt:



erweiterter Hautschutz
für alle Stomaarten



ovale Stomata



große Stomata



doppelläufige Stomata
mit Steg/Reiter



pilzförmige Stomata,
z.B. bei Stomaödem, Prolaps



Urostomien



Stomapatienten mit eingeschränkter
Fingerfertigkeit



für sportlich Aktive oder
bei starker Schweißbildung

Cohesive StomaWrap™

Der Cohesive StomaWrap™ schützt
die Haut um das Stoma herum und
reduziert das Risiko von Leckagen.

StomaWrap™ bietet Ihnen mehr
Sicherheit und Sie können Ihre
Versorgung oftmals länger tragen.

**Vielseitig
anwendbar**


als Modellierstreifen
oder Hautschutzring

**Vario-Öffnung:
Einfach
überlappend
anmodellieren**

Ermöglicht einen **schnellen
Versorgungswechsel** und
**erleichtert Patienten die
Handhabung.**

**Der Hautschutz, der
ein Schutzgel bildet¹⁾**

**Eakin Cohesive® bildet eine aktive
Gelphase und senkt so die diges-
tive Aktivität gewebeabbauender
Stoffe.** Zusätzlich werden emp-
findliche Hautstrukturen geschützt
und ein schmerzfreier Versorgungs-
wechsel ermöglicht.



**Effiziente und
langanhaltende
Absorption²⁾**

**Eakin Cohesive® nimmt über die
Tragezeit kontinuierlich Feuchtigkeit auf.** Eakin
Cohesive® dichtet ideal ab und hält Feuchtigkeit
von der Haut fern. Ein entscheidender Faktor, um
Hautentzündungen zu vermeiden.

**Bakterien-
hemmende
Eigenschaften¹⁾**

**Die Eakin Cohesive® Hautschutz-
formulierung wirkt gegen das Wachstum
von Bakterien,** indem sie den pH-Wert der Haut
schonend reguliert. So kann nachhaltig verhindert
werden, dass die Haut mikrobiell angegriffen wird.

1) Data on file: "Effect of a long life ostomy seal on faecal enzyme activity", Dr. Grace McGrogan, TG Eakin Ltd, Dr. Lorraine Martin, Queen's University Belfast, Northern Ireland (2014)

2) McGrogan, G.: Effects of a hydrocolloid ostomy seal on fecal enzyme activity and moisture absorption. Poster presented at 3rd Congress of the World Union of Wound Healing Societies June 4-8, 2008; Toronto, Canada

EINFACH anzuwenden:



Stellen Sie sicher,
dass die Haut rund
um das Stoma sauber,
trocken und frei von
Fett und Cremes ist.



Das Wrap haftet auf
beiden Seiten und ver-
liert seine Haftfähig-
keit auch nicht, wenn
Sie es mehrmals neu
positionieren.



Wickeln Sie Cohesive StomaWrap™ einfach um
das Stoma herum und lassen die Enden überlap-
pen, um eine sichere Abdichtung zu schaffen.



Achten Sie darauf,
dass keine Haut-
stellen direkt um das
Stoma herum unbe-
deckt bleiben.



Danach legen Sie den
Stomabeutel bzw. die
Basisplatte an.



Anwendungsvideo:

www.eakin.eu/new-how-to-apply-eakin-cohesive-stomawrap